



# AMBIDERM™

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



# ¿QUÉ ES LÁTEX?

El látex de caucho natural es un líquido extraído del árbol del hule (*Hevea Brasiliensis*), originario de la selva amazónica llevado al sureste asiático y reproducido exitosamente por las condiciones climáticas. Este líquido es procesado para la fabricación de una gran variedad de artículos entre los cuales se encuentran: globos, mamilas, chupones, condones, etc. Además, muchos productos médicos y dentales contienen látex; como lo son los guantes, catéteres, torniquetes y equipo de resucitación.

Es aplicado como líquido, una vez seco, adquiere una textura semi-rígida. Se utiliza en mezclas especiales para crear casting látex y foam látex. Los principales productores mundiales son: Tailandia, Malasia, India, Indonesia y Vietnam. La razón más importante por la que el personal médico usa un par de guantes es para prevenir la transmisión de microorganismos de y hacia el paciente, sin embargo, algunos individuos pueden tener alguna reacción alérgica cuando usan, o después de usar, guantes de látex.

## ALERGIA OCASIONADA POR EL LÁTEX

La alergia al látex ocurre cuando el sistema inmunológico del cuerpo reacciona hacia algunas de las proteínas encontradas en el látex natural. El sistema inmunológico lanza una "defensa" que puede causar una gama de síntomas desagradables. Es el mismo tipo de reacción generalizada que se ve cuando un individuo alérgico al veneno de abejas, es picado por una.

Algunos individuos tienen anticuerpos específicos, llamados IgE, que los hacen hipersensitivos a las proteínas encontradas en el látex natural. Las reacciones en las que intervienen los anticuerpos IgE, son responsables de la mayoría de las reacciones alérgicas al látex, y de casi todas las reacciones severas de alergia al látex. La alergia al látex puede ser leve o severa con síntomas tales como: ojos llorosos y rojos con comezón, estornudos o nariz con mucosidad, tos, erupción cutánea "rash" o urticaria, presión en el pecho y sensación de "falta de aire" ó choque. Una persona sensible al látex puede desarrollar una reacción capaz de atentar contra su vida sin previo aviso.

## ALERGIA RELACIONADA CON EL POLVO LUBRICANTE

Hasta este momento no existe una causa justificada para la utilización de guantes con polvo, excepto la facilidad de "calzarse" el guante. En realidad, la absorción del sudor por el polvo trae consigo una serie de repercusiones que afectan la piel del usuario. Generalmente los guantes sin polvo contienen menos sustancias químicas y endotoxinas, que los guantes de látex con polvo. También menos proteínas. Por tanto son mucho menos alérgenos y mejor compatibles con la piel. Gracias al uso de guantes sin polvo se pueden eliminar todos los riesgos de salud relacionados con el polvo y alérgenos.

# ¿QUIÉNES SOMOS?

Supertex Industrial nace en 1988 como fabricante de guantes de látex en la ciudad de Zapopan Jalisco, fusionándose posteriormente en 1998 con Ambiderm S.A. de C.V. para crear un sólo grupo.

Ambiderm es una empresa 100% mexicana líder en la fabricación y comercialización de guantes y productos desechables para dentistas y médicos.

En Ambiderm nuestro objetivo es el satisfacer las expectativas de nuestros clientes en términos de calidad, seguridad, tiempo, servicio y confiabilidad, con un equipo de trabajo altamente competitivo y en búsqueda de la innovación continua que signifique una mejora constante para nuestros clientes, en un ambiente de trabajo saludable y seguro, comprometidos con nuestro medio ambiente. Nuestros productos son fabricados bajo estrictas normas de calidad, excediendo los estándares internacionales de la industria, lo cual garantiza su seguridad.

Nuestro principal objetivo es su seguridad, es por ello que todos nuestros productos cumplen y exceden los estándares de calidad establecidos por instituciones y organismos nacionales e internacionales tales como:

**ASTM:** American Society for Testing and Materials.

**FEUM:** Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

**COFEPRIS:** Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios.

Con nuestra ubicación en puntos estratégicos damos el servicio apropiado a cada uno de nuestros clientes. Además contamos con representantes en todo la república mexicana, logrando de esta manera otorgar la atención precisa y personalizada que usted merece.







**AMBIDERM™**



**GUANTES**

# AMBIDERM™ *Estéril*



1 Guante  
por bolsa



## GUANTE ESTÉRIL

Guante estéril de hule látex natural. Diseño anatómico, ajuste perfecto y confortable. Su delgado espesor ofrece resistencia con mayor sensibilidad al tacto. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el látex. Resistente a productos químicos como: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Natural

Acabado:



Bajo en polvo



Sedoso

Estéril.

Textura lisa.

Bajo contenido de polvo.

Espesor:  $\geq 0.10$  mm

Elongación:  $> 850\%$

Tallas:



Contenido: Caja con 100 guantes.



## GUANTE ELITE

Guante estéril de hule látex natural. Su diseño anatómico le provee un ajuste perfecto y confortable, lo que ayuda a evitar la fatiga en procedimientos prolongados. Su texturizado proporciona seguridad en el agarre con el instrumental. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el látex. Resistente a productos químicos como: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Natural

Acabado:



Bajo en polvo



Micro  
Texturizado

Estéril

Acabado microtexturizado

Bajo contenido de polvo

Espesor:  $\geq 0.15$  mm

Elongación:  $> 900\%$

Longitud: 280 mm (mayor longitud)

Tallas:



Contenido: 50 pares por caja


# AMBIDERM™ Elite



Par de guantes en  
pouch y cartera  
de papel grado médico



# AMBIDERM™ Plus



Colores:



Rosa



Violeta



Azul



Verde



Anaranjado



Amarillo



Blanco

## GUANTE PLUS

Guante no estéril de hule látex natural con textura lisa. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y comfortable. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el hule látex. Resistente a productos químicos como: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Acabado:



Sedoso



Bajo en polvo

No estéril  
Textura lisa  
Bajo contenido de polvo  
Espesor:  $\geq 0.10$  mm  
Elongación:  $> 850\%$

Tallas:



Contenido: Caja con 100 guantes  
Bolsa con 10 guantes



# GUANTE CONFORT

Guante no estéril de hule látex natural con textura lisa. Su diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el hule látex. Resistente a productos químicos como: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

## Presentaciones

Color:



Natural

Acabado:



Bajo en polvo



Sedoso

No estéril

Textura lisa

Bajo contenido de polvo

Espesor:  $\geq 0.08$  mm

Elongación:  $> 700\%$

Tallas:



Contenido: Caja con 100 guantes

Bolsa con 10 guantes


# AMBIDERM™

—Confort





# AMBIDERM™ Extra



## GUANTE EXTRA

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Cuenta con acabado texturizado para un mejor agarre con el instrumental. Su proceso especial de clorado le permite tener un contenido muy bajo de proteínas existentes en el hule látex natural. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Natural

No estéril

Acabado texturizado

Libre de polvo

Espesor:  $\geq 0.12$  mm

Elongación:  $> 700\%$

Acabado:



Libre de polvo



Micro  
Texturizado

Tallas:



Contenido: Caja 100 guantes



## GUANTE MENTOLADO

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Cuenta con acabado texturizado hexagonal para tener mejor agarre con el instrumental. Su refrescante aroma a menta agrega un toque agradable. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el látex. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Verde menta

Acabado:



Bajo en polvo



Texturizado tipo panal

No estéril

Acabado texturizado tipo panal

Bajo contenido de polvo

Espesor:  $\geq 0.12$  mm

Elongación:  $> 800\%$

Aroma menta

Tallas:



Contenido: Caja 100 guantes

# MAXTER™

CALIDAD PREMIUM



# AMBIDERM™ Colorfull



## GUANTE COLORFULL

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Su presentación de surtido de colores en talla mediana, facilita tener variedad en la misma caja. Su espesor ofrece mayor resistencia y seguridad sin perder sensibilidad. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Color Surtido

Acabado:



Bajo en polvo



Sedoso

No estéril

Textura lisa

Bajo contenido de polvo

Espesor:  $\geq 0.10$  mm

Elongación:  $> 850\%$

Tallas:



Contenido: Caja 100 guantes





## GUANTE NEGRO

Guantes no estériles de hule látex natural. El único guante de color negro. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Acabado texturizado para mejorar el agarre del instrumental. Su espesor ofrece mayor resistencia sin perder sensibilidad. Cuenta con bajo contenido de proteínas existentes en el látex natural. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Negro

Acabado:



Libre de polvo



Texturizado

No estéril  
Texturizado  
Libre de polvo  
Espesor:  $\geq 0.12$  mm  
Elongación:  $> 800\%$   
Contenido: Caja 100 guantes


Tallas:



Contenido: Caja 100 guantes


# AMBIDERM™

## Negro



Colored

# Kid Gloves



## GUANTE KID GLOVES

Guantes no estériles de hule látex natural. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Surtido de colores en su contenido. Su espesor ofrece mayor resistencia y seguridad sin perder sensibilidad. Bajo contenido de proteínas existentes en el látex. Resistente a productos químicos: ácidos, álcalis y alcoholes, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Color Surtido

Acabado:



Bajo en polvo



Sedoso

No estéril

Textura lisa

Bajo contenido de polvo

Espesor:  $\geq 0.10$  mm

Elongación:  $> 850\%$

Tallas:



Contenido: Caja 100 guantes



# GUANTE NITRILO DE COLORES

Guantes sintéticos de Nitrilo, no estériles. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Acabado texturizado en la yema de los dedos para un mejor agarre con el instrumental. Libres de látex, no contiene proteínas provenientes de este hule. Su composición le ofrece mayor resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleos, aceites y alcoholes a comparación de otros guantes.

## Presentaciones

No estéril

Acabado texturizado en yemas

Libre de polvo

Elongación: > 500%

- Espesor:
- Rosa (2.5Mil)  $\geq 0.063$  mm
  - Verde (2.5Mil)  $\geq 0.063$  mm
  - Violeta (2.2Mil)  $\geq 0.055$  mm
  - Azul (2.2Mil)  $\geq 0.055$  mm
  - Azul cobalto (2.2Mil)  $\geq 0.055$  mm
  - Negro (3.2Mil)  $\geq 0.81$  mm
  - Blanco (3.5Mil)  $\geq 0.088$  mm
  - Azul Cielo (4Mil)  $\geq 0.10$ mm

Tallas:



# AMBIDERM™ Nitrilo



Libres de Látex

Color:



Rosa Verde Violeta Azul Azul Cobalto Blanco Azul Cielo Negro



# AMBIDERM™ Nitrilo Soft



## GUANTE NITRILO SOFT

Guantes sintéticos de Nitrilo, no estériles. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Acabado texturizado en la yema de los dedos para un mejor agarre con el instrumental. Libres de látex, no contiene proteínas provenientes de este hule. Su composición le ofrece mayor resistencia a ácidos diluidos, solventes, petróleoos, aceites y alcoholes a comparación de otros guantes.

### Presentaciones

Color:



Azul

Acabado:



Libre de polvo



Texturizado en yemas

No estéril

Acabado texturizado en yemas

Libre de polvo

Espesor: (3Mil)  $\geq 0.07$  mm

Elongación:  $> 500\%$

Contenido: Caja 100 guantes

Bolsa 10 guantes

Tallas:



# GUANTE VINYL

Guantes sintéticos de Vinilo, no estériles. Antiestáticos. Libre de químicos aceleradores. Con diseño ambidiestro, ajuste perfecto y confortable. Libres de látex, no contiene proteínas provenientes de este hule. Su composición sintética le provee mayor resistencia a rasgaduras y perforaciones. Resistente a químicos como: ácidos, álcalis, alcoholes y grasas, todos ellos diluidos.

## Presentaciones

Color:



Transparente

Acabado:



Libre de polvo



Bajo en polvo

No estéril

Textura lisa

Bajo en polvo / Libre de polvo

Espesor:  $\geq 0.06$  mm

Elongación:  $> 400\%$

Contenido: Caja 100 guantes

Bolsa 10 guantes

Tallas:



# AMBIDERM™ Vinyl



Bajo en polvo



Bajo en polvo



Libres de Látex



Libre de polvo

# AMBIDERM™

Guantes de polietileno desechables



Libres de Látex



## GUANTE POLIETILENO

Guantes de polietileno. Ideales para el manejo de alimentos, en actividades que requieren higiene y protección, para proteger las manos en actividades artísticas y para la limpieza ligera del hogar. La opción más económica para proteger tus manos.

### Presentaciones

Color:



Transparente

No estéril  
Grabado  
Ambidiestros

Contenido: Caja 100 guantes

Acabado:



Libre de polvo



Texturizado

Tallas:





## GUANTE SATINADO

Guantes de hule látex natural. Su exclusiva formulación de látex le proporciona una excelente duración y resistencia. Su diseño anatómico reduce el cansancio en sus manos. Aptos para la limpieza del hogar, cocinas, oficinas, jardinería, etc. Su texturizado evita deslizamientos haciendo su trabajo más seguro. Resistente a productos químicos como: ácidos, alcoholes y álcalis, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

#### Acabado:



Texturizado  
en palma y dedos

#### Color:



Rojo

Azul

Verde

Amarillo

No estéril

Acabado Satinado

Texturizado en palma y dedos

Espesor:  $\geq 0,46$  mm

Elongación:  $> 800\%$

Contenido:

1 Bolsa con 1 par de guantes

Tallas:



**AMBIDERM™**  
HOUSEHOLD *Satinado*



# AMBIDERM™

HOUSEHOLD *Afelpado*



## GUANTE AFELPADO

Guantes de hule látex natural. Cuenta con cubierta interior de algodón que proporciona máxima protección y mayor comodidad al mantener sus manos secas y reducir al máximo el contacto con el látex. Su diseño anatómico reduce el cansancio en sus manos. Aptos para el lavado delicado de cristalería. Su texturizado evita deslizamientos haciendo su trabajo más seguro. Resistente a productos químicos como: ácidos, alcoholes y álcalis, todos ellos diluidos.

### Presentaciones

Color:



Amarillo

Acabado:



Texturizado  
en palma y dedos

No estéril

Texturizado en palma y dedos

Espesor:  $\geq 0,46$  mm

Elongación:  $> 800\%$

Contenido:

1 Bolsa con 1 par de guantes

Tallas:







## TABLA COMPARATIVA DE GUANTES

PRODUCTO	USO RECOMENDADO	MATERIAL	COLOR	TEXTURA	POVO LUBRICANTE	ESPESOR	ESTÉRIL	ELONGACIÓN	DISEÑO	RESISTENCIA A LA TENSION	RESISTENCIA A LA RUPTURA	CONT. DE PROTEINA NATURAL DE LÁTEX	USO COM. QUÍMICOS	RESISTENCIA A SOLVENTES Y ALCOHOLES DILUIDOS	RESISTENCIA A SOLVENTES Y ALCOHOLES PUROS	RESISTENCIA A SOLVENTES Y ALCOHOLES PUROS EN CLASIFICACIONES
Elite	Cirugía	Látex Natural	Natural	Texturizado	Bajo en Polvo	≥ 0.15mm	✓	> 900%	Mayo Longitud (210mm) Anatómico Ajuste perfecto Confortable	Muy Alta	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Estéril	Examen	Látex Natural	Natural	Liso	Bajo en Polvo	≥ 0.10mm	✓	> 850%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Plus	Examen	Látex Natural	Blanco Rosa Azul Morado Verde Amarillo Anaranjado	Liso	Bajo en Polvo	≥ 0.10mm	✗	> 850%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Confort	Examen	Látex Natural	Natural	Liso	Bajo en Polvo	≥ 0.08mm	✗	> 700%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Extra	Examen	Látex Natural	Natural	Texturizado	Libre de Polvo	≥ 0.12mm	✗	> 700%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Muy Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Muy Baja	Nula	Baja
Mentolado	Examen	Látex Natural	Verde menta	Texturizado tipo panel en yema y palma	Bajo en Polvo	≥ 0.12mm	✗	> 800%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Colorfull	Examen	Látex Natural	Surtido de colores	Liso	Bajo en Polvo	≥ 0.10mm	✗	> 850%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Plus Negro	Examen	Látex Natural	Negro	Texturizado	Libre de Polvo	≥ 0.12mm	✗	> 800%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Nula	Baja
Kid Gloves	Examen	Látex Natural	Surtido de colores	Liso	Bajo en Polvo	≥ 0.10mm	✗	> 850%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Farma	Examen	Látex Natural	Blanco	Liso	Bajo en Polvo	≥ 0.10mm	✗	> 850%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Multiusos	Examen	Látex Natural	Natural	Liso	Bajo en Polvo	0.10mm	✗	> 850%	Amidiestro Ajuste perfecto Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Muy Baja	Baja
Nitrilo	Examen	Nitrilo Sintético (Plástico)	Rosa Verde Violeta Azul Azul Cobalto Blanco Azul Cielo Negro	Texturizado en la yema de los dedos	Bajo en Polvo	± 0.063mm ± 0.063mm ± 0.055mm ± 0.055mm ± 0.088mm ± 0.102mm ± 0.81mm	✗	> 500%	Amidiestro Confortable	Moderado	Bajo	No contiene	(Ácidos Diluidos) Solventes, Petrolesos, Acetas, Alcoholes	Nula	Nula	Baja
Nitrilo Soft	Examen	Nitrilo Sintético (Plástico)	Azul	Texturizado en la yema de los dedos	Libre de Polvo	≥ 0.07mm	✗	> 500%	Amidiestro Confortable	Moderado	Bajo	No contiene	(Ácidos Diluidos) Solventes, Petrolesos, Acetas, Alcoholes	Nula	Nula	Baja
Vinyl	Examen	Vinilo Sintético (Plástico)	Transparente	Liso	Bajo en Polvo y Libre de Polvo	≥ 0.06mm	✗	> 400%	Amidiestro Confortable	Baja	Alto	No contiene	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Nula	Muy Baja Nula	Nula
Polietileno	Uso Doméstico	PE Sintético (Plástico)	Transparente	Grabados	Libre de Polvo	≥ 0.02mm	✗	N/A	Amidiestro Confortable	N/A	N/A	No contiene	N/A	Nula	Nula	Nula
Satinado	Uso Doméstico	Látex Natural	Rojo Amarillo Verde Azul	Texturizado en la palma y la yema	Libre de Polvo	≥ 0.45mm	✗	> 800%	Amidiestro Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Nula	Baja
Afelpado	Uso Doméstico	Látex Natural	Amarillo	Texturizado en la palma y la yema	Libre de Polvo	≥ 0.46mm	✗	> 800%	Amidiestro Confortable	Alto	Medio	Bajo	(Ácidos, Alkalís, Alcoholes) DILUIDOS	Baja	Nula	Baja



**AMBIDERM™**



**DENTAL**

## AGUJA DENTAL

Nuestras agujas dentales están fabricadas de acero inoxidable lubricadas con silicón y punta tribiselada que ayuda a reducir el dolor en el paciente. Están codificadas por color para una fácil identificación.

Tipo carpule  
Atóxico  
Desechable  
Libre de pirógenos  
Esterilizado por ETO

Contenido: 100 piezas

# AMBIDERM™

*Aguja Dental*



Punta  
Tribiselada



Máxima  
Flexibilidad

# AMBIDERM™

## Cubre bocas



## CUBREBOCAS

Mascarillas quirúrgicas de tres pliegos con filtro antibacterial, elaboradas con tela no tejida en colores: azul, verde, rosa y blanca. Eficiencia de filtración bacteriana (BFE) 99%.

Superficie suave  
Resistente a líquidos  
No estéril  
Desechable  
Elástico

Contenido: 50 piezas

Colores:





## ROLLO DE ALGODÓN

Los rollos de algodón Ambiderm están hechos de algodón 100% natural, libres de almidones y sin aglutinantes, evitando irritaciones en las mucosas. Las fibras del rollo de algodón son más pequeñas, lo que permite mayor absorción durante el lapso de trabajo.

Contenido: 1000 piezas por bolsa

# AMBIDERM™

*-Rollo de Algodón*



# AMBIDERM™

*Eyector de Saliva*



## EYECTOR SALIVA

Está hecho de material PVC médico atóxico. Alambre recubierto de zinc SIN MEMORIA, forrado por el PVC que proporciona cualquier posición deseada, sin que éste regrese a su posición original. Alta capacidad de succión que no daña el tejido bucal, gracias a los bordes redondeados de nuestro casquillo. Dada la utilización de nuestro producto garantizamos la producción completamente automática de nuestro eyector, lo cual asegura que no hay algún contacto humano con el producto, asegurando la higiene estricta que exigen las normas dentales internacionales.

Libre de látex  
Transparente  
Largo: 15 cm  
Casquillo fijo  
Suave consistencia

Contenido: 100 piezas



## CAMPOS DENTALES

La mejor opción en calidad y precio en baberos dentales desechables para sus pacientes. La calidad de nuestros baberos desechables son de amplia confianza y seguridad para sus pacientes. Para ser incluidos en cualquier práctica dental. Además su presentación de 5 colores combinados le permite tener variedad en una sola caja.

### Presentaciones

Contenido: 500 campos

5 bolsas con 100 campos cada una.

Colores:



# AMBIDERM™


*- Campos Dentales*





# AMBIDERM™

*Pañuelos Desechables*



## PAÑUELOS DESECHABLES

Pañuelo facial desechable suave, ideal para el cuidado personal y auxiliar en los imprevistos de la vida diaria.

100% pulpa de madera virgen

2 pliegos

Densidad: 13,5 g/m<sup>2</sup>

Medida: 20 x 20,5 (caja)

20 x 20 (cartera)

### Presentaciones

Contenidos: 10 piezas (Cartera)

90 piezas (Caja)

180 piezas (Caja)



## GASA DE TELA NO TEJIDA

La gasa de tela no tejida brinda mayor protección contra la contaminación gracias a su composición uniforme que asegura máxima resistencia a la ruptura. Libre de hilos y fibras sueltas en los extremos. Cuenta con una superficie suave y fresca que permite el paso del aire sobre la piel. Libre de pelusa. Brinda excelente absorción a líquidos por su composición de 4 capas.

Gramaje: 30g/m<sup>2</sup>

Color: blanco

4 Pliegos

No estéril

Tela no tejida:

50% viscosa

50% poliéster

Contenido: Paquete con 200 piezas

### Presentaciones:

5 x 5cm

# AMBIDERM™

Gasa



**AMBIDERM™**



**MÉDICO**



# CATÉTER INTRAVENOSO

Catéter IV sin alas y sin puerto de inyección. Está fabricado de PTFE (Politetrafluoretileno), resistente y biocompatible. Su diseño de superficies interiores y exteriores extremadamente lisas permite asegurar una fácil venopunción con el mínimo trauma. Aguja de acero inoxidable siliconizada, con punta tribiselada para una venopunción suave y sin dolor. Cuenta con tapón antiderrapante para un mejor agarre.

Esterilizado por ETO

Desechable

Atóxico

Libre de pirógenos

Radiopaco

Contenido: 100 piezas

# AMBIDERM™

-Catéter Intravenoso



## Presentaciones:

14 G (Naranja)

20 G (Rosa)

16 G (Gris)

22 G (Azul)

18 G (Verde)

24 G (Amarillo)

# AMBIDERM™

*- Rastrillo Quirúrgico*



## RASTRILLO QUIRÚRGICO

Nuestros rastrillos quirúrgicos desechables están fabricados de poliestireno con navaja de acero inoxidable recubiertas de platino, su diseño con dientes de bordes romos que facilita el rasurado.

No estéril  
Plástico grado médico  
Mango antiderrapante

### Presentaciones

- 1 Hoja de dos fillos con revestimiento de platino. Con diseño de dientes romos. Mango redondo y con antiderrapante. Protector de plástico en el cabezal.
- 2 Hoja de un solo filo con revestimiento de platino. Fácil de usar y limpiar. Con diseño de dientes romos. Mango cuadrado con esquinas redondeadas para mayor comodidad.
- 3 Hoja de un solo filo con revestimiento de platino. Fácil de usar y limpiar. Con diseño de dientes romos. Cuerpo del rastrillo con antiderrapante. Diseño compacto.

Contenido: 1 pieza



# BOLSA PARA RESIDUOS

Es una excelente opción para el manejo y traslado de todos aquellos residuos que se generan a través de las actividades médicas que requieren cuidado especial, disminuyendo el riesgo significativo que representan dichos residuos. Cuenta con práctica jareta para su cierre. Sus colores y logotipo universal hacen que se identifique fácilmente su contenido.

## Presentaciones

Colores: ● ●

**Bolsa amarilla:** Residuos patológicos

**Bolsa roja:** Residuos peligrosos, sólidos biológicos e infecciosos

**Contenido:** 350 piezas (bulto)  
500 piezas (bulto)

# AMBIDERM™

— Bolsa para residuos





# AMBIDERM™

*Tapete Adhesivo*



## TAPETE ADHESIVO

El uso del Tapete Adhesivo Ambiderm ofrece una reducción significativa en el transporte de microorganismos dentro de áreas críticas ya que, gracias a su adhesivo retiene la contaminación del calzado, reduce el polvo en las ruedas de los carros y camillas, mejorando así la conservación y limpieza del suelo.

No estéril  
Color gris  
Dimensiones: 114 x 45.7 cm  
Cuenta con 30 hojas de polietileno  
Numeradas secuencialmente  
Bordes biselados

Contenido: 4 tapetes





MÉDICO



# ELECTRODO

El Electrodo Ambiderm es ideal para monitoreo cardíaco en adultos y niños, ya que brinda una mejor lectura. Es totalmente libre de látex y atóxico. Cuenta con sensor de cloruro de plata y gel sólido conductivo.

## Modelos

-  T715 Redondo (55mm) Espuma de PE.
-  T815 Redondo (55mm) Tela no tejida.
-  T716 Ovalado (43x45 mm) Espuma de PE.
-  T718 Pediátrico Ovalado (32x38 mm) Espuma de PE.

Contenido: 50 piezas/pouch.

# AMBIDERM™

Electrodo



# AMBIDERM™

*— Hoja para bisturí*



## HOJA PARA BISTURÍ

El proceso de fabricación de nuestras hojas para bisturí está certificado por los más estrictos estándares de control de calidad y ambiente estéril ya que nuestro producto juega una posición crítica en el amplio campo de las cirugías. Presentaciones en acero al carbón y acero inoxidable; cuenta con un práctico empaque de aluminio que facilita su apertura y garantiza su esterilidad.

### Tipos:

Acero al carbón  
Acero inoxidable

Embone perfecto al mango  
Fabricado en distintas formas y medidas  
Esterilizadas con rayos gamma

### Números de hojas para bisturí:

10 11 12 15 15C 20 21 22 23 24

Contenido: 100 piezas





## APLICADOR DE MADERA

Aplicador de madera con algodón finamente terminado.

No estéril

Largo de 150 mm +/- 3mm

Diámetro de la barra 2.2 +/- 0.2 mm

Diámetro de la mota de algodón de 5.2 mm +/- 0.3mm

Contenido: 10 bolsas con 100 piezas

# AMBIDERM™

- Aplicador



# AMBIDERM™

- Abatelenguas



## ABATALENGUAS

Fabricado de madera de abedul 15 cms de largo. Finamente terminado para evitar que existan astillas que puedan lastimar a su paciente.

No estéril  
Atóxico  
Desechable  
Diámetro 15cm

### Presentaciones

25 piezas (Bolsa)  
100 piezas (Caja)  
500 piezas (Bolsa)



## JERINGA

Jeringas desechables con aguja. Cuentan con cilindro transparente, aguja tribiselada y émbolo ergonómico. El diseño de su aguja asegura una fácil punción con el mínimo dolor en el paciente. De fácil manejo y operación.

### Jeringa con Aguja

### Jeringa para Insulina


Estéril  
Atóxico  
Hermética  
Transparente  
Libre de pirógenos

Contenidos:

Jeringa con Aguja 100 piezas  
Jeringa para Insulina 10 piezas

# AMBIDERM™

Jeringa



### Presentaciones Jeringa con Aguja:

Volumen: 1ml, 3ml, 5ml, 10ml

Gauge: **20G** **21G** **22G** **23G** **27G** **29G** **30G**

### Presentaciones Jeringa para Insulina:

1ml 27Gx13mm 0.4mm 1/2" U-100



# AMBIDERM™ Gasa



## GASA

Gasa ideal para el tratamiento de heridas en el área quirúrgica. Su composición de 12 capas garantiza la mayor absorción. Limpieza y protección contra la contaminación.

Estéril / No estéril  
Tejido de 20x12  
12 Capas  
De algodón  
Desechable

**Estéril:** 7.5x5 cm (5 piezas por pouch/20 pouch por caja)  
10x10 cm (5 piezas por pouch/20 pouch por caja)

**No Estéril:** 7.5x5 cm (200 piezas)  
10x10 cm (200 piezas)





**AMBIDERM™**



**ROPA MÉDICA**

# AMBIDERM™

## Ropa Médica

Nuestras prendas están confeccionadas a base de tela no tejida **SMS** de primera calidad. La tela repelente tiene la función principal de crear una barrera que impide el paso de fluidos (de alta densidad) y gérmenes para evitar posibles contagios e infecciones. La tela absorbente, tal y como su nombre lo indica, absorbe fluidos para evitar derrames. El principal objetivo de nuestra línea de ropa médica es ofrecerle la mayor comodidad, protección y suavidad.

### TELA NO TEJIDA (SMS)

Es una tela fabricada a base de 100% polipropileno. El nombre SMS se debe a las siglas **Spunbonded-Meltblown-Spunbonded**. Este tipo de tela se conforma por 3 capas unidas mediante un proceso térmico. Las dos capas exteriores de Spunbonded proveen maleabilidad y una capa intermedia de Meltblown compuesta de microfibras que actúan como barrera contra agentes contaminantes.

Al combinar las 3 capas, se obtiene una tela mejorada ya que se combinan y se suman las bondades de cada tipo de tela y a la vez se reducen las desventajas individuales de cada una.



- Buenas propiedades mecánicas
- Buena opacidad
- Resistencia al paso de líquidos
- Fresca
- Suave





## PAQUETE CIRUGÍA MAYOR

### Incluye:

- 3 Batas para cirugía unitalla (125 cm.)
- 3 Toallas para manos (30 x 30 cm.)
- 4 Campos con adhesivo (40 x 60 cm.)
- 1 Funda para mesa de Mayo (100 x 44 cm.)
- 1 Sábana superior (110 x 188 cm.)
- 1 Sábana inferior (180 x 140 cm.)
- 1 Sábana hendida (236 x 148 cm.) Fenestración de 30 x 12 cm.)
- 1 Cubierta para mesa de riñón (110 x 232 cm.)
- 1 Bolsa para residuos biológicos (50 x 60 cm.)

Estéril


Empacado en bolsa tyvek



SMS


# AMBIDERM™

## - Paquete Cirugía Mayor



# AMBIDERM™

– Paquete Cirugía Menor



## PAQUETE CIRUGÍA MENOR

### Incluye:

- 2 Batas para cirugía unitalla (125 cms.)
- 2 Toallas para manos (30 x 30 cms.)
- 4 Campos con adhesivo (40 x 60 cm.)
- 1 Funda para mesa de Mayo (100 x 44 cm.)
- 1 Cubierta para mesa de riñón (110x232cms.)

Estéril

Empacado en bolsa tyvek



SMS

## PAQUETE PARA PARTO

### Incluye:

- 1 Bata para cirugía unitalla (125 cms.)
- 1 Toalla para manos (30 x 30 cms.)
- 4 Campos con adhesivo (40 x 60 cms.)
- 1 Funda para mesa de mayo, (100 x 44 cm.)
- 1 Campo repelente para cadera (111 x 89 cms.)
- 2 Pierneras (115 x 53 cms.)
- 1 Manta para neonato (79 x 77 cms.)
- 1 Cubierta para mesa de riñón (110 x 232 cms.)


Estéril

Empacado en bolsa tyvek



# AMBIDERM™


- Paquete para Parto





# AMBIDERM™

- Paquete para Parto Básico



## PAQUETE PARA PARTO BÁSICO

### Incluye:

- 1 Funda para mesa de mayo (100 x 44 cms.)
- 3 Campos sin adhesivo (40 x 60 cms.)
- 2 Pierneras (115 x 53 cms.)
- 1 Gorro para Paciente.

Estéril  
Empacado en bolsa tyvek



## UNIFORME QUIRÚRGICO

### Incluye:

- 1 Filipina con bolsa frontal y cuello en "V".
- 1 Pantalón con elástico en la cintura, bolsa externa trasera y bolsa lateral oculta.
- 1 Cubrebocas de dos pliegos.
- 1 Gorro para cirujano.
- 1 Par de botas sin plantilla con cinta de amarre.

No Estéril

Empaque de polietileno



SMS

# AMBIDERM™

*- Uniforme Quirúrgico*



# AMBIDERM™

*Uniforme Quirúrgico Básico*



## UNIFORME QUIRÚRGICO BÁSICO

### Incluye:

- 1 Filipina Básica con bolsa frontal y cuello redondo.
- 1 Pantalón Básico con elástico en la cintura y bolsa externa trasera.
- 1 Cubrebocas de dos pliegos.
- 1 Gorro para cirujano.
- 1 Par de botas sin plantilla con cinta de amarre.

No Estéril

Empaque de polietileno



SMS



## BATA PARA PACIENTE

### Características

- Cuello redondo.
- Cierre trasero de velcro de 1 pulgada
- Talla Mediana: 1.03 x 0.66 mts.
- Talla Grande: 1.05 x 0.68 mts.

No estéril

Empaque de polietileno


Contenido: 1 pieza



SMS


# AMBIDERM™

- Bata Paciente



# AMBIDERM™

*Bata Cirugía*



## BATA PARA CIRUGÍA

### Características

- Puños de cárdigan de 6 cm.
- Velcro de 1 pulgada ajustable en el cuello.
- Listones de amarre en la espalda.
- Unitalla (Largo 1.25 mts, ancho 0.72 mts.)

### Presentaciones

Estéril (Empacado en bolsa tyvek)

No estéril (Empaque de polietileno)

Contenido: 1 pieza



SMS



## SÁBANAS

### Sábana

#### Características

- Sin costuras.
- No estéril.
- Empaque de polietileno.
- Presentaciones: 1.50 x 1.15 mts.  
1.80 x 1.15 mts.  
1.60 x 1.25 mts.  
1.00 x .90 mts.

### Sábana de cajón

#### Características

- No Estéril.
- Elásticos en las esquinas de 0.5" Ancho X.  
10 cm de largo.
- Empaque de polietileno.
- Presentaciones: 2.10 x .86 mts.  
2.40 x 1.20 mts.



SMS

# AMBIDERM<sup>TM</sup>

- Sabanas



Sábana



Sábana  
con cajón

Elástico en  
las esquinas






# AMBIDERM™

*Campos*


Campo Hendido



Campo Estéril



Campo con adhesivo



## CAMPOS

### Campo Hendido

#### Características

- Esteril / No estéril.
- Tamaño 70x60 cm.
- Orificio central triangular.
- Borde absorbente (22x22 cm) al orificio.
- Empaque de bolsa polietileno.
- Contenido: Estéril 1 Pieza  
No estéril 5 piezas

### Campo con Adhesivo

#### Características

- Estéril.
- Tamaño 60x40 cm.
- Cinta doble capa de 60 cm.
- Empaque de bolsa polietileno.
- Contenido: 5 piezas.

### Campo Estéril

#### Características

- Estéril.
- Tamaño 70x60 cm.
- Empaque de bolsa polietileno.
- Contenido: 1 pieza.



SMS

## CUBREZAPATO

### Cubrezapato

#### Características

- No estéril
- Azul
- Atóxico
- Empaque de bolsa polietileno

#### Presentaciones

- Con antiderrapante
- Sin antiderrapante

100% Polipropileno


Contenido: 100 piezas

# AMBIDERM™

*- Cubrezapato*



# AMBIDERM™ - Bota



## BOTA

### Características

- No estéril
- Con cintas de amarre
- Unitalla
- Empaque de bolsa polietileno

### Presentaciones

- Con plantilla
- Sin plantilla

Contenido: 25 pares





## GORROS QUIRÚRGICOS

### Gorro para cirugía

Tela no tejida de polipropileno 100% (SMS), impermeable y repelente a la penetración de líquidos y fluidos, color azul médico antirreflejante, no transparente, antiestática y repelente a la tensión en uso normal, desechable, mínima generación de pelusa, libre de látex.

### Gorro plisado

- 10 gramos
- 21 pulgadas
- Color blanco y azul

### Gorro para paciente

- 10 gramos
- 21 pulgadas
- Color azul y blanco

Contenido: 100 piezas

# AMBIDERM<sup>TM</sup>

## Gorros



Gorro para Cirugía



Gorro plisado  
100% Polipropileno



Gorro para paciente  
100% Polipropileno



# AMBIDERM™



## CORPORATIVO Y PLANTA DE PRODUCCIÓN

Carr. a Bosques de San Isidro No. 1136,  
Col. San Isidro C.P. 45147 Zapopan, Jalisco, México.  
Tel. +525 (33) 3656-6557 Fax. +52 (33) 3656-0381

## OFICINA TIJUANA

Calle Mariscal Sucre #30 C  
Fraccionamiento Castro, tercera sección  
Centro Industrial Los Olivos C.P. 22115 Tijuana, B.C., México  
Tel. +52 (664) 608 1627 +52 (664) 608 7141

## GUATEMALA

Calzada Atanasio Tzul 22-00 zona 12  
Empresarial Cortijo II, bodega 113,  
Guatemala, Guatemala.  
Tel: +502 2209 2200

## COSTA RICA

La Valencia de Heredia, Oficentro Tech Park,  
contiguo a restaurante Mc Donald's  
San José, Costa Rica.  
Tel: +506 2237 3377

¡Síguenos en nuestras  
Redes Sociales!



[ambiderm.com.mx](http://ambiderm.com.mx)